

SCHEDA TECNICA

1. NOME COMMERCIALE: **BLUTRAP ROLL**

Blutrap Roll è il rullo cromotropico adesivo blu per il monitoraggio e la cattura di *Frankiniella occidentalis* e tripidi in generale.

Monitoring device da impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente agricolo per un periodo di tempo definito.

2. CODICE PRODOTTO: **P-25017INFBR**

3. IMMAGINE PRODOTTO:



4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Blutrap Roll è il rullo cromotropico di colore blu per il monitoraggio e la cattura massiva dei tripidi. Il colore blu ad alta saturazione attrae *Frankiniella occidentalis* ed altre specie di tripidi che rimangono invischiati sulla superficie adesiva. Blutrap Roll è idrorepellente, resiste alla pioggia ed alle applicazioni fogliari dei più comuni prodotti fitosanitari. Il rullo presenta la colla su entrambi i lati. La colla è atossica e resistente ai raggi UV e rimane attiva per almeno 4-5 settimane. Il bordo del rullo non è collato, per una più facile manipolazione da parte dell'operatore. Il rullo è interamente in carta biodegradabile, resistente alla trazione, ma facilmente strappabile in senso trasversale per una più facile e rapida applicazione.

Una confezione contiene:

- 100 m di rullo

Colore: come da immagine riportata

Dimensioni del rullo:

Larghezza: 15 cm

Lunghezza: 100 m

SCHEDA TECNICA

I prodotti InFarm PHERO LINE ISAGRO potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche tecniche ritenute necessarie od opportune.

5. MODALITÀ D'USO:

Stendere il rullo Blutrap Roll in fase di pre-fioritura della coltura per la cattura massiva dei tripidi. Modulare il quantitativo da utilizzare in base alla pressione ed al quantitativo dell'insetto e alla coltura da proteggere. Ad esempio il rullo può essere steso lungo il filare della coltura interessando tutti gli interfilari oppure può essere applicato in modo alternato. L'altezza d'installazione deve corrispondere con i palchi fiorali e gli apici vegetativi della coltura oppure dove l'apparato fogliare è ben sviluppato. Sostituire il prodotto quando è presente circa il 70% di superficie ricoperta da insetti oppure quando la colla perde attività collante.

L'utilizzo di Blutrap Roll è consigliato per qualsiasi tipo di serra: ove possibile utilizzare la paleria presente nelle serre come supporto per stendere i rulli e intensificare l'installazione in prossimità degli ingressi delle serre per intercettare maggiormente i tripidi in entrata. Considerata l'ampia superficie collante, si sconsiglia l'uso in pieno campo per via del rischio di catturare anche altri animali non target quali uccelli o piccoli mammiferi.

6. CONFEZIONE E RICAMBI:

Blutrap Roll

- 100 m di rullo

7. SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.